

Salemtube

Toepassing

Een Salemtube wordt gebruikt om de maag te legen of om de maag te spoelen. De Salemtube heeft, in vergelijking tot de maagsonde, een extra lumen. Dit is een beluchtingskanaal om te voorkomen dat de sonde vacuüm trekt, wanneer er bijvoorbeeld een pomp wordt gebruikt.

Productinformatie

- Afgeronde top
- Gemaakt van PVC
- Zichtbaar op röntgenopnamen
- Voorzien van twee grote laterale ogen voor realiseren van goede drainage



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026378	SALEM TUBE CH14 REF 8888264846 *S*	25 st.	1 x 25 st.	13787128	
3026379	SALEM TUBE CH16 REF 8888264861 *S*	25 st.	1 x 25 st.	13787136	
3026380	SALEM TUBE CH18 REF 8888264887 *S*	25 st.	1 x 25 st.	13787144	
3052096	SALEM ARGYLE SONDE PVC CH12 120CM 8888-264820	1 st.	25 x 1 st.	13787101	