

PARIBOY LC Sprint Vernevelaar

Toepassing

De Pariboy LC Sprint Vernevelaar is uitgerust met een kleppensysteem (inspiratie/expiratieklepje) om te voorkomen dat medicatie in de omgevingslucht terecht komt. De LC Sprint is geschikt voor de algemene behandeling van de luchtwegen bij kinderen (4+) en volwassenen.



Productinformatie

- Slang inbegrepen
- Capaciteit: 2 - 8 ml.
- Gemiddelde MMAD: 2.9 μm (75% onder 5 μm).
- Eenvoudig, veilig en hygiënisch (geschikt voor de vaatwasser)
- Stevige sproeier (zonder latex)
- Gebruiksgemak: geïntegreerde klepjes kunnen niet zoekraken

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3032369	PARIBOY LC SPRINT VERNEVELAAR 023G1001	1 st.	5 x 1 st.		