

Hudson

Hudson Micromist vernevelaar en toebehoren

Toepassing

De Hudson Micro Mist vernevelaar is een hoogwaardige vernevelaar die een optimale deeltjesgrootte levert onder hoeken tot 90°. Het unieke ontwerp maximaliseert de plaatsingsmogelijkheden, zonder concessies te doen aan de aerosol kwaliteit. Het wordt gebruikt voor intermitterende aërosoltherapie en kan worden gebruikt om zowel prestaties als zuinigheid te leveren.

Productinformatie

- Gemakkelijk af te sluiten, dop met schroefdraad en een anti lek pot met een inhoud van 6 cc om lekkage te voorkomen.
- Aanbevolen debiet: 8 LPM.
- Individueel verpakt.
- Latex vrij.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058371	HUDSON MICROMIST VERNEVELAAR INCL. MASKER VOLW. 41893	1 st.	50 x 1 st.		
3056592	HUDSON MICROMIST VERNEVELAAR INCL. MONDSTUK 41892	1 st.	50 x 1 st.		
3058395	HUDSON MICROMIST VERNEVELAAR 41890	1 st.	50 x 1 st.		
3056588	HUDSON MICROMIST VERNEVELAAR INCL. 15CM TUBE 41883	1 st.	50 x 1 st.		