

Tegaderm Inifix - infuuspleister

Toepassing

Fixatiefolie infuuskatheter, voor fixatie van intraveneuze katheters.
Met pleistergedeelte, zachte en inkeping. Kleeflaagloos
aanbrengframe.



Productinformatie

- Verwijder schutblad, plaats centrum folie over insteekopening,
- Duw tabs onder katheter, wrijf folie glad, verwijder frame en breng steriele strips aan voor extra fixatie katheter
- Folie mag tot 5 dagen op de plaats blijven

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029494	TEGADERM INFIFIX INFUUSFOLIE 5 X 5.70 CM REF 1610 *S*	100 st.	4 x 100 st.	16081846	
3029502	TEGADERM IV INFUUSPLEISTER NW BORDER 7X8.5CM 1633 STERIEL	100 st.	4 x 100 st.	15934217	TEGAV7