


Metalline Tracheokompres

Toepassing

Productinformatie

Bij drainage is snelle en adequate wondverzorging noodzakelijk. De Metalline-drainkompresen en -tracheokompresen bewijzen zich bij deze indicaties met de voor Metalline typische bijzonderheden zoals de snelle afvoer van exsudaat. Metalline vermindert het risico op vastkleven aan de wond en maakt zo een atraumatisch en nagenoeg pijnloos vervangen van het kompres mogelijk.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033055	METALLINE TRACHEOKOMPRES ALUMINIUM WONDZIJDE 8 X 9 CM 23094 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	12201537	METAK8