

Cystodrain Integral - suprapubische katheter

Toepassing

Katheter voor afvoer van urine, wordt voor langere tijd in de blaas ingebracht

Productinformatie

Inhoud set:

- 2-weg verblijfskatheter met open tip
- Transafix fixatietape
- katheterstop

Specificatie katheter:

- siliconen
- geïntegreerd ballon 5ml
- open tip, 2 zijdelingse ogen
- lengte 40cm
- lengtemarkering op 14cm en 19cm

Specificatie fixatietape:

- vochtwerend
- luchtdoorlatend
- rekbaar
- acrylaat kleeflaag
- voor langdurige veilige fixatie van katheters

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3030309	CYSTODRAIN INTEGRAL VERVANGINGSSET 2-WEG SUPRAPUBISCHE SILICONEN KATHETER OPEN TIP CH14 40CM 5ML+FIXATIETAPE+SPIGOT CD1B14 STERIEL	1 st.	1 x 1 st.	15288447	CYSTC1
3030310	CYSTODRAIN INTEGRAL VERVANGINGSSET 2-WEG SUPRAPUBISCHE SILICONEN KATHETER OPEN TIP CH16 40CM 5ML+FIXATIETAPE+SPIGOT CD1B16 STERIEL	1 st.	1 x 1 st.	15288455	CYSTC1
3030311	CYSTODRAIN INTEGRAL VERVANGINGSSET 2-WEG SUPRAPUBISCHE SILICONEN KATHETER OPEN TIP CH18 40CM 5ML+FIXATIETAPE+SPIGOT CD1B18 STERIEL	1 st.	1 x 1 st.	15288463	CYSTC1

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3031254	CYSTODRAIN INTEGRAL VERVANGINGSSET 2-WEG SUPRAPUBISCHE SILICONEN KATHETER OPEN TIP CH20 40CM 5ML+FIXATIETAPE+SPIGOT CD1B20 STERIEL	1 st.	1 x 1 st.	15288471	CYSTC2