

# Tegaderm



## Tegaderm IV film fixatiefolie transparant

### Toepassing

Fixatiefolie infuuskatheter, voor fixatie van intraveneuze katheters.  
Met pleistergedeelte, zacht en inkeping. Kleeflaagloos aanbrengframe.

### Productinformatie



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029504	TEGADERM IV INFUUSPLEISTER 8.50 X 10.50 CM TRANSPARANT REF 1635 *S*	50 st.	4 x 50 st.	14575426	
3029503	TEGADERM IV FILM FIXATIEFOLIE TRANSPARANT 7 X 8.50 CM 1633P *S*	5 st.	10 x 5 st.	14575418	