



Klinion

Klinion snelverband

Toepassing

Het snelverband is ideaal voor snelle en effectieve bedekking van een bloedende wond. Met name geschikt voor EHBO-gebruik en onmisbaar in de verbanddoos.

Productinformatie

- Gamma gesteriliseerd
- Per stuk verpakt inclusief gebruiksaanwijzing
- Vervaardigd van geperste verbandwatten in een nonwoven laagje
- Aan twee zijden is een licht elastisch hydrofiel windsel vastgenaaid, windsels zijn aan beide zijden van het wondkompres even lang
- Voldoet aan de internationale DIN-norm voor snelverbanden.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052510	KLINI-AID READY SNEVERBAND OPGEROLD WINDSELS 8X6CM REF 40170041 *S*	10 st.	20 x 10 st.	15600890	
3016962	KLINION SNEVERBAND GEROLDE WINDSELS 12X12CM NR1 1700031 STERIEL	10 st.	12 x 10 st.	14569434	SNELV1
3016963	KLINION SNEVERBAND GEROLDE WINDSELS 18X18 CM NR2 170032 STERIEL	10 st.	12 x 10 st.	14569442	SNELV2
3016964	KLINION SNEVERBAND GEROLDE WINDSELS 18X28 CM NR3 170033 STERIEL	10 st.	12 x 10 st.	14569450	SNELV3