

InnoSpire Deluxe: Vernevelcompressor (Philips)

Toepassing

De Philips Innospire Deluxe vernevelcompressor wordt gebruikt met aerosol medicijnen. Het is een betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken vernevelapparaat.

Productinformatie

- Beschikt over een robuuste handgreep voor eenvoudig in gebruik
- Beschikt over een vernevelaar houder voor extra stabiliteit tijdens het vullen of tijdens het rusten
- Kan gebruikt worden met SideStream □ vernevelaars



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700162	INNOSPIRE VERNEVELCOMPRESSOR DE LUXE 1112278B	1 st.	6 x 1 st.		