

Salter Elite compressor

Toepassing

De Salter Elite is een lichtgewicht compressor voor snelle en effectieve aerosoltherapie.

Productinformatie

- 220V
- Inclusief vernevelset met T-stuk (referentie 8900)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058616	SALTER ELITE VERNEVELAAR COMPRESSOR 220V INCL VERNEVELSET 8900 MET T- STUK 8352-8900	1 st.	1 x 1 st.		