


Dauerbinde lange rek zwachtel

Toepassing

Duurzaam, elastisch lange rek zwachtel voor sterke compressie. Rek ca. 180%. 86% Katoen, 7% polyamide en 7% elastaan. Schuift niet. Inclusief verbandhaakjes. Bestand tegen zalf en transpiratievocht. Was- en steriliseerbaar.



Productinformatie

-
-
-
-

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3000928	DAUERBINDE K COMPRESSIEZWACHTEL 7MX20CM ZWAAR KLEMMEN BEIGE 1ST	1 st.	20 x 1 st.	12191809	
3050997	DAUERBINDE K EL LANGE REKZWACHTEL 7MX6CM 105904	1 st.	100 x 1 st.	12191760	
3050999	DAUERBINDE K EL LANGE REKZWACHTEL 7MX12CM 105906	1 st.	50 x 1 st.	12191795	
3050998	DAUERBINDE K EL LANGE REKZWACHTEL 7MX10CM 105900	1 st.	100 x 1 st.	12191787	