

Statlock fixatiemateriaal

Toepassing

Het "Statlock" PICC plus fixatiesysteem is speciaal ontwikkeld voor het fixeren van een PICC lijn. (perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter.) Hierdoor kan de katheter langer blijven zitten, wat complicaties vermindert. Het systeem is eenvoudig aan te brengen.



Productinformatie

- Vermindert het infectierisico
- Verhoogt het comfort van de patiënt
- Alle connecties blijven goed zichtbaar
- Zorgt ervoor dat de katheter langer kan blijven zitten

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000317	TTMN FIXATIEPLEISTER STATLOCK PICC PLUS REF 15279065 *S*	2 st.	100 x 2 st.	15073653	INFUP
3032547	STATLOCK PICC PLUS CRESCENT REF PIC0220CE *S*	1 st.	50 x 1 st.	14886243	STATX