

Peha

Peha-Lastotel elastisch fixatiezwachtel

Toepassing

Zeer elastische fixatiezwachtel, 58% polyamide en 42% viscose, voor fixatie wondbedekkers, speciaal voor gewrichten, conische en ronde lichaamsdelen. Crêpe-achtige oppervlaktestructuur. Latexvrij. Verpakt. Steriliseerbaar. Verkrijgbaar per stuk gecellofaneerd of in grootverpakking.

Productinformatie



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057941	PEHA LASTOTEL WIT 8CMX4M GROOTVERPAKKING 3101120	20 st.	10 x 20 st.		
3057991	PEHA LASTOTEL WIT 10CMX4M EXCL. CELLOFAAN 3101130	20 st.	6 x 20 st.		
3058472	PEHA LASTOTEL WIT 12CMX4M EXCL. CELLOFAAN 310114	20 st.	4 x 20 st.		
3001365	PEHA-LASTOTEL ELASTISCH FIXATIEZWACHTEL 4MX10CM GECELLOFANEERD 1ST	20 st.	6 x 20 st.	16010310	
3001363	PEHA-LASTOTEL ELASTISCH FIXATIEZWACHTEL 4MX6CM GECELLOFANEERD 3101011	20 st.	10 x 20 st.	16004884	
3001364	PEHA LASTOTEL ELASTISCH FIXATIEZWACHTEL 4MX8CM GECELLOFANEERD 3101020	20 st.	10 x 20 st.	16011686	