

Nonin

Nox A1 met WristOx2

Toepassing




Nox A1 is een ambulant polysomnograafstelsel, dat geschikt is voor zowel volwassenen als kinderen.

Productinformatie

- Hoog comfort
- Flexibel
- Inclusief Noxturnal analysesoftware
- 2 jaar garantie op de hardware unit

Inhoud

- 56 14 10 Nox A1 recorder
- 56 21 10 Nox A1 EEG hoofdkabel 90cm, volwassene
- 55 44 11 Nox A1 EEG 5 elektrodenkabel goud (2 stuks)
- 56 20 10 Nox borstkabel
- 95 10 X2 Nox RIP banden, disposable (P, S, M, L, XL - 1 van elk)
- 55 20 10 Nox canule met filter (2 stuks)
- 55 43 10 Nox dubbele snap-on kabel oranje 50/100cm
- 55 43 12 Nox dubbele snap-on kabel grijs 148/150cm
- 55 43 14 Nox dubbele snap-on kabel zwart 148/150cm
- 56 20 11 Nox USB-kabel
- 91 00 06 Nox A1 draagkoffer
- 56 90 14 Nox lid key
- 53 90 10 Noxturnal cd
- 54 10 12 Nonin 3150 WristOx2 pack, inclusief:
- 55 30 20 WristOx2 Soft Sensor Medium
- 56 40 42 SPO2 3150 Polsband
- 91 00 08 Handleiding op cd-rom
- 91 30 06 AA batterij (2 stuks)
- 91 00 01 AAA batterij (4 stuks)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------