

STARTSET ACCU-CHEK PERFORMA

Toepassing

Accu-Chek Performa startpakket; complete set om direct het bloedglucosegehalte te meten. Te gebruiken met de Accu Chek Performa teststrips



Productinformatie

Accu-Chek Performa startpakket; complete set om direct het bloedglucosegehalte te meten.

Inhoud startpakket:

- ☐ Accu-Chek Performa bloedglucosemeter
- ☐ Accu-Chek Softclix prikpen
- ☐ 10 Accu-Chek Softclix lancetten
- ☐ handleiding
- ☐ etui

Specificatie bloedglucosemeter:

- ☐ testduur 5 seconden
- ☐ monstervolume minimaal 0.6µl
- ☐ plasma gekalibreerd
- ☐ geluidssignalen
- ☐ automatische codering
- ☐ weergave gemiddelde waarden
- ☐ hypo- en hyperalarm
- ☐ meetmethode elektrochemische sensor
- ☐ meetbereik tussen 0.6-33.3mmol/L
- ☐ omgevingstemperatuur tussen de 6°C en 44°C
- ☐ geheugencapaciteit 500 bloedglucosewaarden met tijd en datum

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------