

BD


BD LANCET MICROTAINER CONTACT-ACTIVATED

Toepassing

De BD Lancet Microtainer Contact-Activated is voor een veiligheidslancet voor capillaire bloedafname. Het veiligheidslancet bestaat uit een houder met een naaldje. Het lancet wordt enkel geactiveerd wanneer men het lancet tegen de huid plaatst en drukt.

Productinformatie

- Voor eenmalig gebruik
- Zorgt voor een constante punctiediepte
- Na activatie wordt het naaldje automatisch geïnactiveerd en vergrendeld
- Minimaal risico op prikaccidenten
- Lage bloedflow
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034264	BD LANCET MICROTAINER CONTACT-ACTIVATED 30G 1.50 MM PAARS 366592	200 st.	10 x 200 st.	15379132	BDMIX3
3034261	BD LANCET MICROTAINER CONTACT-ACTIVATED 21G 1.80 MM ROZE 366593	200 st.	10 x 200 st.	15379140	BDMIX2
3059291	BD MICROTAINER LANCET 1,5X2,0MM BLAUW 366594	200 st.	10 x 200 st.	15379159	