

CENAMAN ENFIT SYRINGE

Toepassing

Cenaman ENFit voedingsspuut is een 3-delige voedingsspuut met ENFit aansluiting; voor het toedienen van medicijnen, spoelen en bolusvoeding door een enterale sonde.



Productinformatie

- Beschikbaar in diverse maten
- Voedingsspuut
- 3-delig
- ENFit aansluiting
- Steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052292	CENAMAN ENFIT SYRINGE 60ML CENTRAL 409112 STERILE	30 st.	10 x 30 st.	17003296	