

Wandhouder onderzoekshandschoenen

Toepassing

Diverse wandhouders voor onderzoekshandschoenen.

Productinformatie

- Model "Dracula" 3005994: in deze wandhouder kunnen verpakkingen met een afmeting van 10 cm tot 13,5 cm tussen geklemd worden
- Model 3006026: trio handschoendispenser voor wandmontage. Geschikt voor verschillende maten handschoendoosjes. Een verende RVS klembeugel houdt de doosjes op de plaats. Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Met 4-puntsbevestiging.
- Modellen 1600336/1600337/1600338: zijn vergelijkbaar met elkaar, het enige verschil is het aantal dozen, de constructie is hetzelfde. Gemaakt van RVS, kan voor schoonmaak weer van de muur verwijderd worden. Afmetingen: max. diepte 9.5cm, max. hoogte 14.0 cm, geen beperkingen aan breedte.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3005994	WANDHOUDER ONDERZOEKSHANDSCHOENEN DRACULA 10X16,5CM (BXH) N90850	1 st.	1 x 1 st.		
3006026	HANDSCHOENDISPENSER WANDHOUDER VOOR 3 HANDSCHOENDOZEN 99X240X403MM RVS 8501	1 st.	1 x 1 st.		
1600336	WANDHOUDER TBV 1 DOOS UNIVERSEEL 460128-1	1 st.	200 x 1 st.		
1600337	WANDHOUDER TBV 2 DOZEN UNIVERSEEL 460128-2	1 st.	200 x 1 st.		
1600338	WANDHOUDER TBV 4 DOZEN UNIVERSEEL 460128-4	1 st.	200 x 1 st.		