

Tubifast

Tubifast 2-Way Stretch - elastisch buisverband voor fixatie en/of huidbescherming

Toepassing

Tubifast 2-Way Stretch is een rondgeweven, licht elastisch buisverband. Tubifast 2-Way Stretch wordt gebruikt voor huidbescherming onder compressiezachtels en gips, voor verbandfixatie en voor bescherming van de kleding bij zalftherapie. Bij de behandeling van atopisch eczeem wordt Tubifast 2-Way Stretch toegepast voor de Wet Wrap therapie.

Buisverbanden worden geleverd in diverse materiaalsoorten. De materiaalkeuze hangt af van de voorkeur van de gebruiker en mogelijke overgevoeligheid van de patiënt

Productinformatie

- Verkrijgbaar op rollen van 1 meter en van 10 meter
- Rekbaar in twee richtingen voor optimaal draagcomfort
- Vervaardigd van 92% viscose, 5% elasthaan en 3% polyamide
- Houdt verband met een gelijkmatige druk stevig op zijn plaats zonder te knellen
- Handwas op max. 30°, Drogen kan in de droger op een lage temperatuur. Strijken op de laagste temperatuur.

Maatbepaling: meet de omvang van het breedste gedeelte van het toepassingsgebied

Rood = 9-18 cm omtrek

Groen = 14-24 cm omtrek

Blauw = 24-40 cm omtrek

Geel = 35-64 cm omtrek

Paars = 64-130 cm omtrek

Wet Wrap therapie:

Bij de behandeling van atopisch eczeem wordt Tubifast 2-Way Stretch toegepast voor de Wet Wrap therapie. Deze bestaat uit het aanbrengen van een vochtige laag Tubifast met daaroverheen een droge laag Tubifast. Dit verbetert het effect van zalven en vermindert de jeuk.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029698	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUISEVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 10M x 3.5CM ROOD REF 2434-03	1 st.	20 x 1 st.	15383393	TUBIX1
3029699	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUISEVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 10M x 5CM GROEN REF 2436-03	1 st.	24 x 1 st.	15383407	TUBIX1
3029700	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUISEVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 10MX7.5CM BLAUW 2438-03	1 st.	30 x 1 st.	15383423	TUBIX1
3029701	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUISEVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 10MX10.75CM GEEL 2440-03	1 st.	12 x 1 st.	15383431	TUBIX1

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029702	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUIISVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 10M x 25CM PAARS REF 2444-03	1 st.	15 x 1 st.	15383458	TUBIX1
3029708	TUBIFAST 2-WAY STRETCH FIXATIEBUIISVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 1M x 3.5CM ROOD REF 2480-03	12 st.	3 x 12 st.	15414507	TUBIX1
3029709	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUIISVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 1M x 5CM GROEN REF 2481-03	12 st.	3 x 12 st.	15414485	TUBIX1
3029710	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUIISVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 1M x 7.5CM BLAUW 2482-03	12 st.	3 x 12 st.	15414469	TUBIX1
3029707	TUBIFAST 2WAY STRETCHED FIXATIEBUIISVERBAND ELASTISCH IN LENGTE EN BREEDTE 1M x 25CM PAARS REF 2479-03	12 st.	4 x 12 st.	15414493	TUBIX1