

PBS Palm bladderscanner

Toepassing

De PBS Palm bladderscanner is een compact, eenvoudig te verplaatsen apparaat en is hiermee het perfecte antwoord voor gebruik op verschillende afdelingen, locaties en in de thuiszorg.

Productinformatie

- De vorm en het mechanisme zijn vernieuwend
- Een nauwkeurige pre-scanfunctie
- Eenvoudig in gebruik
- Gemakkelijk te reinigen
- Simpele aanwijzingen d.m.v. pijlen
- Slimme kalibratiefunctie
- Bij inschakelen van het apparaat wordt de vorige kalibratie getoond, zodat afmetingen worden gevalideerd
- Te gebruiken in leren aktetas of koffer, via verrijdbaar station of aan muur of wagen
- De scanner heeft een laag stroomverbruik, wat leidt tot een lang gebruik van de batterij/accu.
- Verder geeft de PBS bladderscanner simpele aanwijzingen d.m.v. pijlen en kent het apparaat een slimme kalibratiefunctie.

Overige interessante informatie:

- Voor levering en installatie worden geen kosten berekend
- Voor implementatie inclusief training van gebruikers worden geen kosten berekend



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057611	BLADDERSCANNER COMPACT PBS PALM COMP	1 st.	99999 x 1 st.		