

Bladderscanner md6000p compact

Toepassing

De MD6000 blaasscanner is uitgevoerd met een touchscreen kleurenscherm en zeer eenvoudig te bedienen.

Productinformatie

- Voor mobiel gebruik
- Kan ook worden geplaatst op een verrijdbare trolley.
- Deze scanner beschikt, net als al onze scanners, over een Vision functie (realtime ultrasound beelden) voor lokalisatie van de blaas.
- De MD6000 levert snel (<5 sec) een betrouwbaar scanresultaat. Het resultaat wordt duidelijk weergegeven op het overzichtelijke scherm.
- De Meda MD6000 bladderscanner is voorzien van een oplaadbare accu, waarvan de status duidelijk wordt weergegeven op het scherm.
- Het apparaat wordt standaard geleverd met ingebouwde printer, oplaadbare accu en probe.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058904	BLADDERSCANNER MD6000P COMPACT 112057	1 st.	99999 x 1 st.		
3060106	MEDA ADAPTER VOOR MEDA MD 6000 ZWART AR-M1012	1 st.	1 x 1 st.		