

Leukofix hechtpleister transparant

Toepassing

Transparant, waterafstotend hechtpleister van geperforeerde folie. Poreus, star en scheurbaar. Huidvriendelijke kleefmassa. Röntgendoorlaatbaar. Fixatie van slangen, katheters, sondes en waterafstotende afdekking.

Productinformatie

- met klemring



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------