



Hygenetec


Hygenetec Urinaal zak met absorberende gelpad

Toepassing

De Hygenetec urinaal zakken zijn bedoeld voor het opvangen van urine. De Hygenetec super absorberende gel pads absorberen per stuk in korte tijd circa 650ml vocht.

Productinformatie

- Eenvoudig en hygiënisch in gebruik
- De gelpads zijn biologisch afbreekbaar en pH-neutraal



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054539	HYGENETEC URINE SUPPORT RING VG19131	20 st.	18 x 20 st.		