



## Hygenetec


### Hygenetec Urinaal zak met absorberende gelpad

#### Toepassing

De Hygenetec urinaal zakken zijn bedoeld voor het opvangen van urine. De Hygenetec super absorberende gel pads absorberen per stuk in korte tijd circa 650ml vocht.

#### Productinformatie

- Eenvoudig en hygiënisch in gebruik
- De gelpads zijn biologisch afbreekbaar en pH-neutraal



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                            | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3054539   | HYGENETEC URINE SUPPORT RING<br>VG19131 | 20 st.     | 18 x 20 st. |           |         |