

Tubigrip 10m - compressief buisverband

Toepassing

Tubigrip is druk- en steunegend buisverband dat wordt toegepast bij lichte vormen van oedeem, na gipsbehandeling, bij spataderen en bij verrekkingen van pezen of banden. Tubigrip wordt dubbel aangebracht en geeft overal een gelijkmatige druk. De juiste maat en druk zijn met gebruik van de maatstrook exact te bepalen.



Productinformatie

- Dit product bevat latex
- Verkrijgbaar in diverse maten op rollen van 10 meter
- Gemaakt van katoen met omwonden los meegewoven elastische draden
- Wasvoorschrift: enkele malen wasbaar (handwas!) met een fijnwasmiddel op maximaal 40 °. Niet met de hand uitwringen maar in een handdoek rollen. Niet in de droger drogen!

Aanmeten Tubigrip

- Meet voor de juiste maat Tubigrip de omvang van het dikste deel van het te behandelen lichaamsdeel (Tubigrip meetlint gratis is aan te vragen via de afdeling klantcontact Mediq)
- Kies op de maattabel de gewenste druk en kies de juiste maat Tubigrip (u vindt de maattabel onderaan deze pagina bij 'Aanvullende informatie')

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029643	TUBIGRIP C STEUNBUIJSVERBAND BEIGE 10M 16-20CM ref 1450	1 st.	28 x 1 st.	12208043	TUBIXC
3029642	TUBIGRIP B STEUNBUIJSVERBAND BEIGE 10M 13-16CM ref 1449	1 st.	32 x 1 st.	12208027	TUBIXB
3029644	TUBIGRIP D STEUNBUIJSVERBAND BEIGE 10M 20-24CM ref 1451	1 st.	28 x 1 st.	12208078	TUBIXD
3029641	TUBIGRIP E STEUNBUIJSVERBAND BEIGE 10M 24-28CM ref 1448	1 st.	24 x 1 st.	12208094	TUBIXE
3029645	TUBIGRIP F STEUNBUIJSVERBAND BEIGE 10M 28-36CM ref 1452	1 st.	20 x 1 st.	12208116	TUBIXF
3029646	TUBIGRIP G STEUNBUIJSVERBAND BEIGE 10M 36-46CM ref 1453	1 st.	12 x 1 st.	13121251	TUBIXG
3029631	TUBIGRIP A STEUNBUIJSVERBAND WIT 10M ref 1435	1 st.	44 x 1 st.	14327988	TUBIXA

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029632	TUBIGRIP B STEUNBUISVERBAND WIT 10M 13-16CM ref 1436	1 st.	32 x 1 st.	12207853	TUBIXB
3029639	TUBIGRIP C STEUNBUISVERBAND WIT 10M 16-20CM ref 1443	1 st.	28 x 1 st.	12207861	TUBIXC
3029633	TUBIGRIP D STEUNBUISVERBAND WIT 10M ref 1437	1 st.	28 x 1 st.	12207888	TUBIXD
3029630	TUBIGRIP E STEUNBUISVERBAND WIT 10M 24-28CM ref 1434	1 st.	24 x 1 st.	12207896	TUBIXE
3029634	TUBIGRIP F STEUNBUISVERBAND WIT 10M ref 1438	1 st.	20 x 1 st.	12207926	TUBIXF
3029635	TUBIGRIP G STEUNBUISVERBAND WIT 10M 36-46CM ref 1439	1 st.	12 x 1 st.	12207942	TUBIXG
3029636	TUBIGRIP J STEUNBUISVERBAND WIT 10M 46-110CM ref 1440	1 st.	8 x 1 st.	12207969	TUBIXJ
3029637	TUBIGRIP K STEUNBUISVERBAND WIT 10M X 21.5CM ref 1441	1 st.	6 x 1 st.	12207985	TUBIXK
3029638	TUBIGRIP L STEUNBUISVERBAND WIT 10M 145+CM ref 1442	1 st.	4 x 1 st.	12208000	TUBIXL
3029640	TUBIGRIP M STEUNBUISVERBAND WIT 10M x 39CM ref 1444	1 st.	4 x 1 st.	16281365	