

## Hollister katheterfixatiepleister

### Toepassing

Hollister, katheterfixatiepleister; ter fixatie van opvangzakjes en slangen.

Fixatiepleister met split en fixatieklem. De fixatiepleister bestaat uit een uitknipbare synthetische FlexWear huidplak met micro-poreuze kleefrand rondom. De steriele fixatiepleister wordt gebruikt voor het fixeren van opvangzakjes en slangen van diverse charrières. De fixatiepleister is vrij van latex.

### Productinformatie

Specificatie:

- katheterfixatiepleister
- steriel
- vrij van: latex

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3003266	HOLLISTER DRAIN FIXATIEPLEISTER + SPLIT EN KLEM CH05-CH40 HORIZONTAL9781 STERIEL	5 st.	24 x 5 st.	13946374	

