

ProSys ProForm bedzakhouder

Toepassing

ProSys ProForm, bedzakhouder; voor de bevestiging van de ProSys urinenachtzakken aan het bed.

Bedhanger gemaakt van kunststof. Voor de bevestiging van de ProSys urinenachtzakken aan het bed.

Productinformatie

Specificatie:

- kunststof
- voor bevestigen ProSys urinenachtzakken aan bed



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3005157	PROSYS PROFORM BEDHANGER VOOR URINENACHTZAK	1 st.	10 x 1 st.	15553728	