

Unometer Urinemeetsysteem

Toepassing

Urineopvang met een zeer nauwkeurige weergave van de hoeveelheid, onder de hoogst mogelijke hygiënische conditie. Beperkte kans op retrograde infecties door het ontwerp van de Unometer die dit tot het absolute minimum beperkt



Productinformatie

- Safeti Plus: bevat een dubbele lumen slang voor optimaal afvloeien van de urine
- NRV (Non-return valve) terugslagklep
- Zowel de Unometer 500 als de Safeti plus is verkrijgbaar in een variant met een 110 cm of 150 cm slang
- Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid urineproductie wordt deze vanzelf op de micro-schaalverdeling weergegeven.
- Optimale urine uitloop door toepassing van speciale slangen, kleppen en beluchttingsfilters

Het ontwerp van de UnoMeter[®] Safeti[®] Plus met de bovenaan gemonteerde kamer en 2 terugslagkleppen helpt het risico op retrograde infectie te minimaliseren.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026235	UNOMEDICAL UNOMETER OPVANGZAK VOOR UNOMETER 500 2000ML 84077182 STERIEL	75 st.	2 x 75 st.		
3026239	UNOMEDICAL UNOMETER SAFETIPLUS 2000ML 150CM NRV FIXATIE RIEM EN HAAK MONSTERAFNAMEPOORT 158101310190 STERIEL	10 st.	1 x 10 st.		
3026236	UNOMEDICAL UNOMETER SAFETIPLUS 2000ML 110CM NRV FIXATIE RIEM MONSTERAFNAMEPOORT 158100410190 STERIEL	10 st.	1 x 10 st.		