

Cook verbindingsadapter urinekatheter

Toepassing

Cook, verbindingsadapter urinekatheter met luer-lock aansluiting; te gebruiken om een verblijfskatheter aan een urine-opvangzak te koppelen.

Taps toelopende verbindingsadapter urinekatheter. Met een luer-lock aansluiting. Te gebruiken om een verblijfskatheter aan een urine-opvangzak te koppelen. Voor éénmalig gebruik.



Productinformatie

Specificatie:

- verbindingsadapter urinekatheter
- taps toelopend
- luer-lock aansluiting
- voor eenmalig gebruik
- steriel verpakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3032904	COOK CONNECTOR LUER-LOCK FEMALE CK053003	1 st.	10 x 1 st.	14604388	
3036317	COOK CONNECTOR LUER-LOCK MALE CK050030	1 st.	10 x 1 st.	14604434	