

## Uriel hip-spica

### Toepassing

Deze heupbandage zorgt voor compressie en stabilisatie van het heupgewricht. De bandage is gemaakt van licht, elastisch katoen en zorgt voor een gelijkmatige druk op het aangetaste gebied aan de heup. Geschikt voor zowel links als rechts.

Materiaal : 90 % Katoen, 10% polyester coated rubber

Gebruik het product niet als u allergisch bent voor één van deze materialen


### Productinformatie

Indicaties:

- Heupblessures.
- Stabilisatie van het heupgewricht na een totale heupprothese of andere heupoperaties.
- Na herpositionering van een ontwricht heupgewricht.
- Chronische heupinstabiliteit
- Latex vrij
- PVC vrij

Montage instructies:

1. Open beide klittenbanden.
2. Sluit de tailleband om uw middel (zoals afgebeeld).
3. Sluit de beenband om uw bovenbeen.
4. Pas indien nodig aan door klittenband lossen of vaster te zetten.



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                               | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3060468   | HIP-SPICA URIEL EXTRA SMALL 65CM - 75CM 49PS - XS          | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3060466   | HIP-SPICA URIEL SMALL 75CM - 85CM 49PS - S                 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3060465   | HIP-SPICA URIEL MEDIUM 85CM - 95CM 49PS - M                | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3060464   | HIP-SPICA URIEL LARGE 95CM - 105CM 49PS - L                | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3060467   | HIP-SPICA URIEL EXTRA LARGE 105CM - 115CM 49PS - XL        | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3060469   | HIP-SPICA URIEL EXTRA EXTRA LARGE 115CM - 125CM 49PS - XXL | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |