

Seca kolomweegschaal 703

Toepassing

De Seca 703 heeft een weegcapaciteit tot 300 kg. Ook kan de kolomweegschaal de BMI en lengte achterhalen. Hiervoor zijn twee opties: een mechanische meetlat integreren of gegevens draadloos ontvangen van een afzonderlijke digitale stadiometer.

Productinformatie

Producteigenschappen



- Weegvermogen: 300 kg
- Schaalverdeling: 50 g < 150 kg > 100 g
- Afmetingen (BxHxD): 360 x 930 x 520 mm
- Afmetingen platform (BxHxD): 335 x 80 x 345 mm
- Gewicht: 15,2 kg
- Voeding: 6x AA batterijen inbegrepen
- CE 0123
- Garantietermijn: 24 maanden
- Inclusief transportwielletjes
- EMR-compatibel

Instellingen en functies

- TARA / Pre-TARA
- Moeder/kind-functie
- HOLD / Auto-HOLD
- BMI
- Auto-CLEAR
- Damping
- Akoestische signalen kunnen worden geactiveerd
- RESET
- Automatische uitschakeling
- SEND / Auto-SEND
- PRINT

Accessoires en toebehoren

Seca 447 Netstroomadapter artikelnummer 3009248



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3009248	SECA NETSTROOMADAPTER 447 REF 4470000009	1 st.	1 x 1 st.		