

NELLCOR PULSE OXIMETER HANDHELD

Toepassing

De Nellcor PM10N is een handheld pulsoximeter die geschikt is voor de patiëntbewaking in ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en voor de mobiele bewaking.

Productinformatie

Kenmerken

- Kleine, lichte, ergonomische draagbare monitor voor continue of eenmalige controle van pulsoxymetrie
- Voor de ondersteuning van een diepgaande verzameling gegevens zoals real-time SpO₂- en pulsfrequentiewaarden, SatSeconds alarmbeheer, plethysmogram curve, blipbalk en trendgegevens in tabelvorm
- Met standaard- en thuiszorgmodus voor gebruik in ziekenhuizen, medische instellingen, tijdens transport of mobiele omgevingen en in de thuiszorg
- Slaaponderzoekmodus waarmee de arts het lcd-scherm kan dimmen en alarmen kan onderdrukken om ontwaken van de patiënten te voorkomen
- Nellcor geavanceerde signaalverwerkingstechnologie voor een betrouwbare werking zelfs onder moeilijke bewakingsomstandigheden
- Groot nauwkeurigheidsbereik lage saturatie (60% tot 100% SpO₂) bij gebruik met Nellcor zelfklevende sensoren met OxiMax-technologie
- 80 uur opslagmogelijkheid van data
- Gegevens kunnen via een kabel worden geëxporteerd naar een externe pc voor gegevensanalyse en afdrukfuncties

Producteigenschappen

- Schermafmetingen: 88,9 mm (3,5 in), diagonaal gemeten
- Type scherm: TFT lcd, witte LED achtergrondverlichting, zichthoek van 60° en optimale zichtafstand van 1 meter
- Resolutie: 320 x 480 pixels
- Melding: Akoestisch en visueel
- Niveau alarmvolume: 49 tot 89 dB
- Verzendingsbereik SpO₂: 1% tot 100%
- Pulsfrequentiebereik: 20 tot 250 slagen per minuut (bpm)
- Spanning: 1,5 V x 4
- Vier nieuwe lithiumbatterijen met 3000 mAh zijn doorgaans goed voor 20 uur bewaking zonder externe communicatie, geen hoorbaar alarmsignaal en bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060062	NELLCOR PULSE OXIMETER HANDHELD PM10N	1 st.	1 x 1 st.		