


Unomedical voedingssonde

Toepassing

Een voedingssonde wordt gebruikt voor het enteraal toedienen van voeding. Sondes zijn voorzien van X-ray voor zichtbaarheid tijdens röntgenopname.

Productinformatie

- DEHP vrij
- Gesloten tip
- Afsluitdopje
- Verblifsduur PVC DEHP VRIJ materiaal max. 4 weken



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026412	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH, MET X-RAY, AANSLUITING MET AFSLUITDOPJE CH06 50 CM GROEN REF 12028182 *S*	100 st.	10 x 100 st.	15133990	VOEDX6
2000325	TTMN VOEDINGSSONDE PVC CH06 40 CM REF 12027182 *S*	2 st.	50 x 2 st.	14141647	VOEDX6
3026397	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH. MET X-RAY. AANSLUITING MET AFSLUITDOPJE CH05 40 CM GRIJS 12024182 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.		
3026398	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH 40 CM, MET X-RAY, AANSLUITING MET AFSLUITDOPJE CH06 40 CM GROEN REF 12027182 *S*	100 st.	10 x 100 st.		
3026400	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH 40 CM. MET X-RAY. AANSLUITING MET AFSLUITDOPJE CH08 50 CM BLAUW 12031182 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.		
3026401	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH, MET X-RAY, AANSLUITING MET AFSLUITDOPJE CH05 50 CM GRIJS REF 12025182 *S*	100 st.	10 x 100 st.		
3026402	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH MET X-RAY CH05 100 CM GRIJS 12110182 STERIEL	100 st.	6 x 100 st.		
3026406	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH (40CM), MET X-RAY, AANSLUITING MET AFSLUITDOPJE CH08 100 CM BLAUW REF 12112182 *S*	100 st.	6 x 100 st.		
3026408	UNOMEDICAL VOEDINGSSONDE METRISCH (40CM), MET X-RAY, AANSLUITING MET AFSLUITDOPJE CH10 100 CM ZWART REF 12113182 *S*	100 st.	6 x 100 st.		