

Omron

Omron bloeddrukmeter m3 hem-7154-e

Toepassing

De OMRON M3 biedt u snelle, eenvoudige en nauwkeurige metingen. Deze meter detecteert een onregelmatige hartslag tijdens uw gebruikelijke bloeddrukmeting. Tevens kan de meter gegevens opslaan voor 2 aparte gebruikers, zodat u individuele metingen en trends kunt bijhouden.

Productinformatie

Producteigenschappen

- Geheugen 2 gebruikers x 60 metingen
- Klinische validatie
- Lichaamsbewegingdetectie
- Intellisense-technologie
- Beroertepreventie
- Afmetingen: (LxHxD) 10.50x8.70x15.30CM
- Garantie 3 jaar

Inhoud van de verpakking

- M3 bloeddrukmeter
- Easy manchet (22-42cm)
- 4x AA batterijen en opbergtui

Accessoires en toebehoren

- Omron adapter bloeddrukmeter artikelnummer 3053407
- Omron manchet Easy cuff 22-42cm artikelnummer 3046807
- Omron flexibel manchet 17-22cm artikelnummer 3008218



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058954	OMRON BLOEDDRUKMETER M3 INCLUSIEF EASY CUFF MANCHET 22-42CM REF HEM-7154-E	1 st.	10 x 1 st.		
3046807	OMRON MANCHET EASYCUFF 22-42CM M2 M3 M3IT M6AC HEM-RML31E	1 st.	20 x 1 st.		
3008218	OMRON FLEXIBEL MANCHET S 17-22CM 2 INCL SLANG EN VERBINDSTUK REF OMR9515373-3	1 st.	1 x 1 st.		
3053407	OMRON ADAPTER BLOEDDRUKMETER HHP-CM01 9546045-8	1 st.	1 x 1 st.		