

## Verbanddoos B met wandhouder - voor professioneel gebruik

### Toepassing

Verbanddoos B is ontwikkeld voor professioneel gebruik. Het aantal zorgvragers en de eventuele specifieke risico's die zij lopen, zijn bepalend voor de keuze van de verbanddoos.



### Productinformatie

- Gemaakt van abs materiaal (acrylonitril-butadien-styreen)
- Zeer stevig, stootvast en glanst
- Bestand tegen heftige temperatuurschommelingen, de trommel zal minder snel breken bij koude of vervormen bij hitte
- Klik op 'Lees meer' om de inhoud van de verbanddoos te bekijken

Inhoud verbanddoos B:

- 4 snelverbanden (steriel) nr.1 (afmeting wondkussen 12 x 12 cm)
- 2 snelverbanden (steriel) nr.2 (afmeting wondkussen 18 x 18 cm)
- 2 wondsnelverbanden (steriel) (afmeting wondkussen 6 x 8 cm)
- 2 zakjes Klinisoft Standard witte watten à 10 gram
- 1 rol synthetische watten 3 m x 10 cm
- 16 HG Compres gaaskompressen (steriel) (8 lagen) 8,5 x 5 cm
- 10 HG Compres gaaskompressen (steriel) (12 lagen) 5 x 5 cm
- 2 Novopad niet-verklevende wondverbanden (steriel) 10 x 10 cm
- 3 Klinifix Hydrolast elastische fixatiewindsels 4 m x 6 cm
- 1 Klinifix Cambric niet-elastisch fixatiewindsel 4 m x 6 cm
- 1 Klinifix Cambric niet-elastisch fixatiewindsel 4 m x 8 cm
- 1 Klinigrip Mitella driekanten doek, nonwoven
- 1 Kliniplast Textile hechtpleister textiel 5 m x 2,5 cm
- 1 Kliniplast Standard 1 m x 6 cm wondpleister waterbestendig
- 1 flacon Betadine-oplossing 10 ml (RVG 01331)
- 1 Lister verbandschaar
- 1 splinterpincet
- 6 veiligheidsspelden
- 4 verbandklemmen
- 2 paar handschoenen
- 1 mondkapje Kiss of Life
- 1 eerste hulp handleiding

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                              | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 2000132   | KLINION VERBANDDOOS B 8X17X26CM<br>160114 | 1 st.      | 10 x 1 st. | 14640767  | VERBKB  |