

ATERIA DUAL PROTECTION PENNAALD

Toepassing

Veiligheidspennaald voor toediening insuline met insulinepen. Bestaat uit: naald, houder, witte beschermkap, oranje indicator, groene beschermdop. Hoorbaar en zichtbaar veiligheidssysteem aan beide zijden. Afmeting: 32Gx4mm, 30Gx5mm of 30Gx8mm.



Productinformatie

Ateria SafeControl, veiligheidspennaald; voor toediening van insuline met behulp van een insulinepen.

De veiligheidspennaald bestaat uit een naald, een houder, een witte beschermkap, een oranje indicator en een groene beschermdop. De naald is aan de patiëntzijde en de penzijde beschermd om prikaccidenten te voorkomen. Het veiligheidssysteem is hoorbaar en zichtbaar. Na de injectie de witte beschermkap wegduwen totdat een klik hoorbaar is en de naald bedekt is, de oranje indicator is nu zichtbaar. De groene beschermdop zorgt ervoor dat de naald steriel blijft en voorkomt prikaccidenten voor de injectie. De pennaald past op alle gangbare insulinepennen. Verder is de pennaald steriel verpakt en latexvrij.

Specificatie:

- ☐ Veiligheidspennaald
- ☐ hoorbaar en zichtbaar veiligheidssysteem aan beide zijden
- ☐ voor alle gangbare insulinepennen
- ☐ doorsnede: 30G of 32G
- ☐ lengte: 4mm, 5mm of 8mm
- ☐ steriel
- ☐ eenmalig gebruik

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3063227	ATERIA DUAL PROTECTION PENNAALD 32GX4MM P003576A1	100 st.	20 x 100 st.	17031699	
3060194	ATERIA DUAL PROTECTION VEILIGHEIDSPENNAALD 30GX5MM 1208 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	16883535	
3060195	ATERIA DUAL PROTECTION VEILIGHEIDSPENNAALD 30GX8MM P004312A1 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	16883586	