

Leukoplast



Leukoplast Hospitaal

Toepassing

De Leukoplast hospital is een universele hechtpleister speciaal voor klinisch gebruik. De kleefmassa van zinkoxide-rubber zorgt voor een goede en langdurige kleefkracht, zelfs wanneer de pleister onder grote spanning staat. Fixatie mogelijk van alle soorten en maten verbanden.



Productinformatie

- Goede kleefkracht (zinkoxide-rubber)
- Geschikt voor normale huid
- Materiaal: Viscose
- Poreus, star en scheurbaar
- Waterafstotend

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3000685	LEUKOPLAST HOSPITAL HECHTPLEISTER WIT 9,2MX1,25CM 01756-00	24 st.	10 x 24 st.	13947516	
3000686	LEUKOPLAST HOSPITAL HECHTPLEISTER WIT 9,2MX2.5CM 01757-00	12 st.	10 x 12 st.	13947524	