

Tensofast double stretch buisverband

Toepassing

De Tensofast is een naadloos en licht elastisch fixatiebuisverband; voor bescherming en fixeren van o.a. kompressen, steun- en zalfverbanden.

Het zachte, soepele materiaal vormt zich naar de lichaamscontouren en voelt comfortabel aan. En heeft een hoge bewegingsvrijheid. Ook op moeilijke plaatsen blijft het verband goed op zijn plaats. Het product kan gewassen en gesteriliseerd worden



Productinformatie

Samenstelling:

- 92% viscose
- 5% lycra
- 3% polyamide

Het materiaal is naadloos geweven

Toepassing:

- Voor fixatie van kompressen, steun- en zalfverbanden
- Beschermt de huid en kleding bij zalfverbanden
- Voor onderkous bij Ambulante Compressie Therapie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3002595	BSN TENSOFAST DOUBLE STRETCH FIXATIEBUISEVERBAND 10M X 5CM GROEN 73447-01	1 st.	28 x 1 st.	15260305	
3032955	BSN TENSOFAST DOUBLE STRETCH FIXATIEBUISEVERBAND 10M X 7.50CM BLAUW 73447-02	1 st.	20 x 1 st.	15260313	
3057541	BSN TENSOFAST DOUBLE STRETCH FIXATIEBUISEVERBAND 10MX10.75CM GEEL 73447-03	1 st.	14 x 1 st.	15260321	
3002596	BSN TENSOFAST DOUBLE STRETCH FIXATIEBUISEVERBAND 10MX17.5CM BEIGE 73447-04	1 st.	7 x 1 st.	15260348	