

Debrisoft reinigings kompres

Toepassing

Steriel reinigings kompres van polyester met afgeschuinde vezeluiteinden, voor reiniging van exsuderende wonden. Maakt debris en exsudaat los van wond en evt bevochtigen met wondspoeloplossing. Eenvoudig in gebruik.

Productinformatie

Samenstelling:

100 % polyester, ongebleekt rugcoating

100 % polyacryl (colofonium- en colofoniumderivaatvrij)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052379	DEBRISOFT REINIGINGSKOMPRES 10X10CM 34321 STERIEL 5ST	5 st.	10 x 5 st.	15668762	