

Mefix non woven fixatiepleister

Toepassing

Een nonwoven fixatiepleister voor het fixeren van: wondbedekkers op chirurgisch en vochtafgevende wonden, naalden, drains en voor moeilijke plaatsen.

Productinformatie

Productkenmerken;

- Ademend en vochtafstotend
- Huidvriendelijk en hypoallergeen
- Makkelijk in gebruik
- Kan eventueel gesteriliseerd worden
- Vormt zich goed naar de lichaamscontouren



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034731	MEFIX NONWOVEN FIXATIEPLEISTER 10M X 2,5CM 310250	1 st.	40 x 1 st.	12337994	MEFIV1
3052188	MEFIX NONWOVEN FIXATIEPLEISTER 10M X 5CM 310500	1 st.	40 x 1 st.	12338001	
3051471	MEFIX NONWOVEN FIXATIEPLEISTER 10M X 15CM 311500	1 st.	15 x 1 st.	12338036	
3027489	MEFIX NONWOVEN FIXATIEPLEISTER 10M X 20CM 312000	1 st.	10 x 1 st.	12338044	