

Nipro vleugelnaalden

Toepassing

Een vleugelnaald - ook wel butterfly genoemd - is een roestvrijstalen naald, voorzien van een siliconenlaagje, met een zeer scherpe punt en een uiterst dunne naaldwand. De naald heeft flexibele vleugels, die dienen als handgreep bij het inbrengen en voor makkelijke fixatie van de naald.



Een vleugelnaald wordt gebruikt voor subcutane toepassing of kortdurende intraveneuze toediening in een perifeer bloedvat.

Productinformatie

- Luer-lock connector
- Dunwandige roestvrijstalen naald
- Kleurgecodeerde flexibele vleugels
- Naald met soepele, knikvrije slang (30 of 60 cm) met luer-lock aansluiting.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029848	NIPRO VLEUGELNAALD 19G 19X1,1MM 300MM CREME PSV-19-ET STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15444902	NIPRN1
3029849	NIPRO VLEUGELNAALD 21G 19X0,8MM 300MM GROEN PSV-21-ET STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15444929	NIPRN8
3029850	NIPRO VLEUGELNAALD 23G 19X0,6MM 300MM BLAUW PSV-23-ET STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15444937	NIPRN6
3029851	NIPRO VLEUGELNAALD 25G 19X0,5MM 300MM ORANJE PSV-25-ET STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15444945	NIPRN5
3029852	NIPRO VLEUGELNAALD 27G 19X0,4MM 300MM GRIJS PSV-27-ET STERIEL	50 st.	20 x 50 st.	15444953	NIPRN4
2000306	TTMN VLEUGELNAALD PVC 23G 19 X 0.60 MM BLAUW REF PSV 23 ET *S*	5 st.	50 x 5 st.	14141213	VLEUN6
2000319	VYGON MICROFLEX VLEUGELNAALD 27G 19MM SLANG 60CM LL 000246604 *S*	5 st.	12 x 5 st.	14141221	VLEUN4
2000320	TTMN VLEUGELNAALD 30CM SLANG, PVC DEHP VRIJ 27G 19 X 0.40 MM GRIJS REF PSV 27 ET *S*	5 st.	10 x 5 st.	15432335	VLEUN4