

## Nipro vleugelnaalden

### Toepassing

Een vleugelnaald - ook wel butterfly genoemd - is een roestvrijstalen naald, voorzien van een siliconenlaagje, met een zeer scherpe punt en een uiterst dunne naaldwand. De naald heeft flexibele vleugels, die dienen als handgreep bij het inbrengen en voor makkelijke fixatie van de naald.



Een vleugelnaald wordt gebruikt voor subcutane toepassing of kortdurende intraveneuze toediening in een perifere bloedvat.

### Productinformatie

- Luer-lock connector
- Dunwandige roestvrijstalen naald
- Kleurgecodeerde flexibele vleugels
- Naald met soepele, knikvrije slang (30 of 60 cm) met luer-lock aansluiting.

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                               | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3029848   | NIPRO VLEUGELNAALD 19G 19X1,1MM<br>300MM CREME PSV-19-ET STERIEL                           | 50 st.     | 20 x 50 st. | 15444902  | NIPRN1  |
| 3029849   | NIPRO VLEUGELNAALD 21G 19X0,8MM<br>300MM GROEN PSV-21-ET STERIEL                           | 50 st.     | 20 x 50 st. | 15444929  | NIPRN8  |
| 3029850   | NIPRO VLEUGELNAALD 23G 19X0,6MM<br>300MM BLAUW PSV-23-ET STERIEL                           | 50 st.     | 20 x 50 st. | 15444937  | NIPRN6  |
| 3029851   | NIPRO VLEUGELNAALD 25G 19X0,5MM<br>300MM ORANJE PSV-25-ET STERIEL                          | 50 st.     | 20 x 50 st. | 15444945  | NIPRN5  |
| 3029852   | NIPRO VLEUGELNAALD 27G 19X0,4MM<br>300MM GRIJS PSV-27-ET STERIEL                           | 50 st.     | 20 x 50 st. | 15444953  | NIPRN4  |
| 2000306   | TTMN VLEUGELNAALD PVC 23G 19 X 0.60<br>MM BLAUW REF PSV 23 ET *S*                          | 5 st.      | 50 x 5 st.  | 14141213  | VLEUN6  |
| 2000319   | VYGON MICROFLEX VLEUGELNAALD 27G<br>19MM SLANG 60CM LL 000246604 *S*                       | 5 st.      | 12 x 5 st.  | 14141221  | VLEUN4  |
| 2000320   | TTMN VLEUGELNAALD 30CM SLANG, PVC<br>DEHP VRIJ 27G 19 X 0.40 MM GRIJS<br>REF PSV 27 ET *S* | 5 st.      | 10 x 5 st.  | 15432335  | VLEUN4  |