

## MINIMED MIO ADVANCE 6MM/60CM INFUSUSET

### Toepassing

MiniMed Mio Advance, infuusset met geïntegreerd inbrengapparaat; voor het onderhuids toedienen van insuline met de MiniMed 640G, MiniMed 670G , 780G en Paradigm Veo insulinepompen.

### Productinformatie

MiniMed Mio Advance, infuusset met geïntegreerd inbrengapparaat; voor het onderhuids toedienen van insuline met de MiniMed 640G, MiniMed 670G en Paradigm Veo insulinepompen.

De infuusset bestaat uit een teflon canule, een transparante slang, een zelfklevend pleister en een geïntegreerd inbrengapparaat. De canule dient onder een hoek van 90° ingebracht te worden.

Het uiteinde van de slang, dat op de insulinepomp aangesloten dient te worden, is voorzien van een draaisysteem. Een hoorbare 'klik' geeft aan wanneer de set correct is aangesloten op de insulinepomp. Het draaisysteem past uitsluitend op de MiniMed 640G, MiniMed 670G en Paradigm Veo insulinepompen.

De insulinepomp kan voor een korte tijd afgekoppeld worden, bijvoorbeeld bij sporten of douchen. Het afkoppelen gebeurt op de infusieplaats met een duw-trekbeweging.

De infuusset wordt op de huid bevestigd met een pleister voorzien van een huidvriendelijke kleeflaag. Door het heldere ruitje in de kleeflaag blijft de huid rond de canule zichtbaar. Hierdoor kan men beter controleren of de huid rood is, wat het risico op infectie van de plek kan reduceren. De infuusset is latexvrij en steriel verpakt.

Specificatie:

infuusset  
teflon canule  
lengte canule 6mm  
inbrenghoek 90°  
transparante slang  
lengte slang 60cm  
slang met draaisysteem van Medtronic  
geïntegreerd inbrengapparaat  
zelfklevend pleister  
steriel verpak

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                              | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3060220   | MINIMED MIO ADVANCE PARADIGM<br>6MM/60CM MMT-242A STERIEL | 10 st.     | 8 x 10 st. | 16599136  |         |

