

BSN

Jobst UlcerCare Liner onderkous

Toepassing

De JOBST UlcerCare Liner is zijdezacht en zorgt ervoor dat de buitenste kous gemakkelijk is aan te trekken. De onderkous kan tot 24 uur per dag worden gedragen, zorgt bij niet-ambulante patiënten voor een zachte compressie en helpt tijdens de bedrust een wondverband op zijn plaats te houden. Het ademende materiaal en de geïntegreerde hiel en teen zorgen voor een uitstekend comfort.

Productinformatie

Productkenmerk:

- Hoog draagcomfort, met een ingewerkte hiel en teen inzet
- Onderkous mag 24uur gedragen worden
- Samenstelling: Nylon/Polyamide: 79%, Spandex/Elastaan: 16%, Zijde 5%
- Wasbaar op 60%
- Kleur: Wit



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3002625	JOBST ULCERCARE LINER ONDERKOUS SMALL WIT 3ST 73632-21	3 st.	10 x 3 st.	15632261	
3002626	JOBST ULCERCARE LINER ONDERKOUS MEDIUM WIT 3ST 73632-22	3 st.	10 x 3 st.	15632288	
3002627	JOBST ULCERCARE LINER ONDERKOUS LARGE WIT 3ST 73632-23	3 st.	10 x 3 st.	15632296	
3002628	JOBST ULCERCARE LINER ONDERKOUS XLARGE WIT 3ST 73632-24	3 st.	10 x 3 st.	15632318	
3002629	JOBST ULCERCARE LINER ONDERKOUS XXLARGE WIT 3ST 73632-25	3 st.	10 x 3 st.	15632326	