

# O2matic

## O2matic zuurstoftoediening

### Toepassing

#### Productinformatie

De O2matic is een medisch apparaat met de mogelijkheid om het verpleegkundig personeel in ziekenhuizen te assisteren bij de zuurstoftoediening om een stabiele zuurstofsaturatie in het bloed te verzekeren. De O2matic doet dit door constant de zuurstoftoediening aan te passen aan de saturatie in het bloed welke wordt gemeten door een standaard pulse oximeter. De O2matic houdt de saturatie van de patiënt 85% binnen het juiste bereik, terwijl dit met handmatige behandeling 47% van de tijd het geval is. Dit verhoogt de patiëntveiligheid aanzienlijk. Tegelijkertijd kunnen patiënten er tijdens hun ziekenhuisopname van verzekerd zijn dat de O2matic de juiste hoeveelheid zuurstof geeft. Verder bewaakt de O2matic het welzijn van de patiënt en geeft een signaal als de toestand aandacht vereist.



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                          | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3060156   | O2MATIC ZUURSTOFSATURATIE O2MATIC PRO | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |