

Microlife IR210 Oorthermometer

Toepassing

De Microlife IR210 3-in-1 Oorthermometer is een infrarode oorthermometer, ontworpen voor het meten van lichaam, object en omgevingstemperatuur in slechts 1 seconde. Het ACCUsens-systeem helpt om de juiste positie in het oor te vinden, de hygiënische probe covers garanderen een veilige meting.

Productinformatie

Kenmerken van de IR210 3-in-1 Oor thermometer:

- LCD- display, geheugenfunctie
- Meting in 1 seconde: supersnel en accuraat
- Hygiënische disposable kapjes, artikel 3060339: BPA- en latexvrij
- ACCUsens systeem voor het vinden van de juiste positie in het oor
- Silent Glow TM technology: een rood lampje verschijnt wanneer de temperatuur hoger is dan 37,4 graden Celsius
- 'Clean me' technology
- Geheugenfunctie inclusief datum en tijd

- Model no.: IR 210
- Afmetingen: 159 x 43 x 60 mm
- Gewicht: 60g (with battery), 58g (w/o battery)
- Meetbereik: 0 - 100.0 °C
- Meetnauwkeurigheid: ± 0.2 °C between 35.0 - 42.0 °C
- Batterij: 1 pc. 3V battery, size CR2032



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060338	MICROLIFE OORTHERMOMETER IR210	1 st.	1 x 1 st.		