

Contec CMS50D-BT Saturatiemeter met bluetooth

Toepassing

De Contec CMS50D-BT Saturatie Pulse Oximeter met bluetooth meet het zuurstofgehalte in het bloed.

Productinformatie

Producteigenschappen:

- Voor volwassenen en kinderen geschikt
- Met hartslagmeting
- Nauwkeurig
- Bluetooth verbinding
- Werkt op 2 AAA batterijen (niet bijgeleverd)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3060200	CONTEC PULSE OXIMETER BLUETOOTH BLAUW/WIT CMS50D-BT	1 st.	100 x 1 st.		