

Cutimed Alginate wondverband

Toepassing

Cutimed Alginate is een reinigend wondverband. Het is opgebouwd uit vezels die voor 80 procent bestaan uit natrium en voor 20 procent uit calcium. Deze vezels zijn gewonnen uit zeewier.

Productinformatie

Productkenmerken:

- ☐ De gel creëert een vochtig wondmilieu
- ☐ Reinigende en bloedstelpende werking
- ☐ Het alginaat kan tot 20 keer het eigen gewicht aan wondvocht absorberen
- ☐ Neemt het wondvocht op
- ☐ Eenvoudig op maat te knippen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3064577	CUTIMED ALGINATE WONDVERBAND 5X5CM 72634-08 STERIEL	10 st.	10 x 10 st.	15390551	
3052199	CUTIMED ALGINATE WONDVERBAND STRENG 2,5X30CM 72634-11 STERIEL	5 st.	10 x 5 st.	15390373	
3052212	CUTIMED ALGINATE WONDVERBAND 10X10CM 72634-09 STERIEL	10 st.	10 x 10 st.	15390578	