

OMNIPOD DASH POD

Toepassing

Insulinepatchpomp, onderdeel van Omnipod DASH systeem; voor constante toediening van insuline. Bestaat uit waterdichte behuizing met insulinereservoir, pomp, flexibele canule 9mm, inbrengsysteem en zelfklevend pleister.



Productinformatie

OmniPod DASH, insulinepatchpomp, onderdeel van Omnipod DASH systeem; voor constante toediening van insuline.

De insulinepatchpomp bestaat uit een waterdichte behuizing met insulinereservoir, pomp, flexibele canule, inbrengsysteem en een zelfklevend pleister. De waterdichte patchpomp wordt op het lichaam gedragen en wordt draadloos via Bluetooth aangestuurd door het OmniPod DASH besturingssysteem.

Het insulinereservoir heeft een inhoud van 200IE en kan via de vulpoort met insuline gevuld worden. De flexibele canule wordt met behulp van het inbrengsysteem, met een druk op de knop, ingebracht. Via het kijkvenster kan gecontroleerd worden of de canule correct gesitueerd zit. Met de zelfklevende pleister wordt de patchpomp op het lichaam bevestigd.

Bij het opstarten moet de patchpomp en het besturingssysteem elkaar aanraken. Bij normaal gebruik moet het besturingssysteem zich binnen 1.5 meter van de patchpomp bevinden. De patchpomp kan maximaal drie dagen gebruikt worden. IP28 (waterdichtheid tot een diepte van 7.6 meter gedurende 60 minuten).

Specificatie:

insulinepatchpomp
 lengte canule: 9mm
 tot 72 uur insulineafgifte
 afmeting: 5.2x3.9x1.45cm
 gewicht zonder insuline: 26 gram
 gewicht met insuline: 28 gram
 drie LR44 batterijen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054584	OMNIPOD POD DASH PER STUK 18320 STERIEL	10 st.	30 x 10 st.	16844939	