

KLINION DIABETES CARE LANCETTEN STERIEL

Toepassing

Standaard lancet kan gebruikt worden op meerdere prikpenen. Facet geslepen naaldpunt zorgt voor nagenoeg pijnloze prik. Siliconenlaagje minimaliseert huidirritatie. Steriel verpakt. Voor eenmalig gebruik.



Productinformatie

inon Diabetes Care soft fine plus, standaard lancet voor prikpen; voor het prikken van capillair bloed.

Het standaard lancet kan gebruikt worden op meerdere prikpenen. De facet geslepen naaldpunt zorgt voor een nagenoeg pijnloze prik. Het siliconenlaagje minimaliseert de kans op huidirritatie. 28 Gauge. Steriel verpakt. Voor eenmalig gebruik.

Specificatie:

- ☐ lancet
- ☐ geschikt voor meerdere prikpenen
- ☐ 28 / 30gauge
- ☐ eenmalig gebruik

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3050136	KLINION DIABETES CARE LANCET 28G 0,36MM 210 MULTI COLOR 5841 STERIEL	210 st.	96 x 210 st.	15538826	
3050135	KLINION DIABETES CARE SOFT FINE LANCET 28G 0,36MM 110 MULTI COLOR 5836 STERILE	110 st.	72 x 110 st.	15538834	